




คู่มือการใช้งาน ระบบ Speedy Plan

นายแพทย์รณาสัทธ์ วิจิตรพันธ์
โรงพยาบาลสันป่าตอง



คู่มือการใช้งานระบบ Speedy Plan

ภายใต้โครงการการพัฒนาระบบการวางแผนจำหน่ายผู้ป่วย
(Discharge Planning system) และระบบกายภาพบำบัด/ฟื้นฟูสภาพทางไกล
(Home-Based Tele-rehabilitation) สำหรับการดูแลผู้ป่วยระยะกลาง
(Intermediate Care) จังหวัดเชียงใหม่

ISBN:	978-616-398-818-8
ผู้แต่ง/พัฒนา:	นายแพทย์ธนาสิทธิ์ วิจิตรพันธ์
บรรณาธิการ:	รองศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ บุญเชียง สุรณี ทานเคหาสน์ สุณิสา เสนาหวาน
ออกแบบและพิมพ์:	อรุณวดี กรรมสิทธิ์
จัดทำโดย:	หน่วยบริหารจัดการและส่งเสริมผลลัพธ์ (ODU) คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 0 5394 2504
พิมพ์ครั้งแรก:	มกราคม 2566
พิมพ์ที่:	บริษัทสยามพิมพ์นานาชาติ จำกัด โทรศัพท์ 0 5321 6962
สนับสนุนโดย:	สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

คำนำ

คู่มือการใช้งานระบบ Speedy-Plan ของโครงการการพัฒนากระบวนการวางแผนจำหน่ายผู้ป่วย และระบบกายภาพบำบัด/ฟื้นฟูสภาพทางไกล สำหรับการดูแลผู้ป่วยระยะกลาง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นคู่มือสำหรับการใช้งานของบุคลากรทางการแพทย์, ผู้รับบริการทางการแพทย์ และผู้ดูแลระบบที่อยู่ภายใต้ของโครงการฯ เพื่อเป็นแนวทางในการใช้งานระบบ Speedy-Plan ในคู่มือระบบ Speedy Plan ประกอบด้วย ข้อมูลผู้ป่วย แผนการจำหน่ายผู้ป่วย แบบประเมินต่าง ๆ และระบบรายงาน เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์, ผู้รับบริการทางการแพทย์ และผู้ดูแลระบบ สามารถใช้งานด้วยตนเองได้

ทั้งนี้ โครงการฯ ขอขอบคุณนักวิจัยโครงการฯ ทุกท่านและผู้ที่เกี่ยวข้องที่ได้มีส่วนในการจัดทำ รวมทั้งให้คำปรึกษา ชี้แนะแนวทาง ตลอดจนแนะนำประเด็นต่าง ๆ เพื่อให้คู่มือฉบับนี้มีความสมบูรณ์มากขึ้นและขอขอบคุณสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โดยการดำเนินการของคณะกรรมการสุขภาพศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการสนับสนุนทุนวิจัยเพื่อดำเนินโครงการฯ ภายใต้โครงการพัฒนาระบบบริการเพื่อการดูแลภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขอย่างครบวงจร (พบฉ.) มา ณ ที่นี้ด้วย

คณะผู้จัดทำ

คู่มือการใช้งานระบบ Speedy Plan

โครงการพัฒนาระบบการวางแผนจำหน่ายผู้ป่วย (Discharge Planning system) และระบบกายภาพบำบัด/ฟื้นฟูสภาพทางไกล (Home-Based Tele-rehabilitation) สำหรับการดูแลผู้ป่วยระยะกลาง (Intermediate Care) จังหวัดเชียงใหม่ ได้พัฒนาระบบวางแผนการจำหน่ายผู้ป่วยและระบบกายภาพบำบัด/ฟื้นฟูสภาพทางไกล โดยได้พัฒนาแอปพลิเคชัน “ระบบ Speedy Plan” สำหรับการดูแลผู้ป่วยระยะกลางจังหวัดเชียงใหม่ ที่ช่วยให้บุคลากรสามารถวางแผนการบริการดูแลระยะกลางได้อย่างเหมาะสม ซึ่งประกอบด้วย

1. คู่มือการใช้งาน ระบบ Speedy Plan สำหรับเจ้าหน้าที่
2. คู่มือการใช้งาน ระบบ Speedy Plan สำหรับผู้ดูแลระบบ

1. คู่มือการใช้งาน ระบบ Speedy Plan สำหรับเจ้าหน้าที่

1. คู่มือการใช้งาน ระบบ Speedy Plan สำหรับเจ้าหน้าที่


1.1 คู่มือการใช้งานสำหรับเจ้าหน้าที่

การเข้าสู่เว็บไซต์

การเข้าสู่เว็บไซต์สำหรับจัดการเนื้อหา นั้น ผู้ใช้งานสามารถเข้าเว็บไซต์ โดยใช้เว็บเบราว์เซอร์ อาทิเช่น Google Chrome, Internet Explorer, Microsoft Edge, Mozilla Firefox และ Safari เป็นต้น โดยการกรอก URL สำหรับเข้าใช้งาน ดังนี้

<https://speedy-cm.com/>

ผู้ใช้งานทำการกรอก URL ที่ระบุ ซึ่งระบบจะแสดงหน้าจอ ดังรูป




ผู้ใช้งานเลือกเมนู “Speedy Plan ” ระบบจะแสดงหน้าจอ ดังรูป



ในการ Log in เข้าสู่ระบบ ให้ผู้ใช้งานระบุข้อมูลดังต่อไปนี้


- 1) Username
 - 2) Password
- กรณีที่ผู้ใช้งานกรอก Username และ Password ไม่ถูกต้องระบบแจ้งเตือนให้ผู้ใช้งานทราบและ กรอกข้อมูลอีกครั้งเพื่อเข้าใช้งานระบบ



- กรณีที่ต้องการกลับสู่หน้าหลักให้กดปุ่ม “กลับหน้าเข้าสู่ระบบ”




- กรณีที่ผู้ใช้งานกรอก เบอร์โทรศัพท์และรหัสผ่าน ถูกต้องระบบแสดง หน้าจอหลักดังรูป



ระบบแสดงหน้าจอหลักสำหรับผู้ใช้งาน ประกอบด้วยเมนูย่อย ดังนี้


- ข้อมูลผู้ป่วย
- แผนการจำหน่ายผู้ป่วย
- แบบประเมิน
- รายงาน

เมื่อผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ ระบบจะแสดงสัญลักษณ์เมนูในการจัดการเนื้อหาเว็บไซต์ ซึ่งผู้ใช้งานสามารถแสดงหรือซ่อนคำอธิบายเมนูได้ โดยการกดปุ่ม “☰” หนึ่งครั้ง โดยระบบจะแสดง ดังรูป



1.1.1 ข้อมูลผู้ป่วย

เมื่อผู้ใช้งานต้องการทราบรายละเอียดข้อมูลผู้ป่วยหรือต้องการลงทะเบียนผู้ป่วยให้ผู้ใช้งานเลือกเมนู “ข้อมูลผู้ป่วย” เมื่อผู้ใช้งานเลือกเมนูข้อมูลผู้ป่วยระบบแสดงหน้าจอ ดังรูป



ระบบแสดงหน้าจอโดยมีรายละเอียด ดังนี้

- ค้นหาข้อมูลผู้ป่วยประกอบด้วยข้อมูล ดังนี้
เลขประจำตัวประชาชน
ชื่อ - นามสกุล
เลข HN
โรงพยาบาล
Diagnosis
- ตารางข้อมูลผู้ป่วยประกอบด้วยข้อมูลดังนี้
ลำดับ
วันที่เวลา
เลข HN
เลขประจำตัวประชาชน
ชื่อ - นามสกุล
จัดการ

กรณีที่ผู้ใช้งานต้องการเพิ่มข้อมูลผู้ป่วย ให้ผู้ใช้งานเลือกปุ่ม “ **ลงทะเบียนผู้ป่วย** ”
ระบบแสดงหน้าจอลงทะเบียนผู้ป่วย ดังรูป

The screenshot shows a web interface for patient registration. On the left is a navigation menu with options like 'หน้าแรก', 'ลงทะเบียน', 'ค้นหาข้อมูล', 'แผนการรักษาผู้ป่วย', 'แบบประเมิน', and 'รายงาน'. The main area is titled 'ลงทะเบียนผู้ป่วย' and contains the following fields:

- โรงพยาบาล* (Hospital Name): Dropdown menu with 'โรงพยาบาลศิริราช' selected.
- เลขประจำตัวประชาชน* (ID Number): Text input field.
- ชื่อ* (Name): Text input field.
- นามสกุล* (Surname): Text input field.
- เลข HN* (HN Number): Text input field.
- โรงพยาบาล (Hospital): Text input field.
- Diagnosis* (Diagnosis): Text input field.
- เบอร์โทรศัพท์มือถือ* (Mobile Phone Number): Text input field.
- อีเมล* (Email): Text input field.
- ที่อยู่* (Address): Text input field.

At the bottom of the form are two buttons: 'บันทึกรายละเอียด' (Save) in green and 'ยกเลิก' (Cancel) in red.

ผู้ใช้งานกรอกข้อมูลเพื่อลงทะเบียนผู้ป่วยประกอบไปด้วยข้อมูล ดังนี้

โรงพยาบาล

เลข HN

เลขประจำตัวประชาชน

คำนำหน้าชื่อ





ชื่อ - นามสกุล

อายุ

เบอร์โทรศัพท์

กรณีที่ผู้ใช้งานต้องการกลับหน้าจอหลักให้เลือกปุ่ม “ยกเลิก” ระบบแสดงหน้าจอหลัก ดังรูป

The screenshot shows the 'Speedy Plan' system interface. On the left is a navigation menu with options: หน้าแรก, ข้อมูลผู้ป่วย, แผนการวินิจฉัยผู้ป่วย, แผนการรักษา, and รายงาน. The main area contains a 'ข้อมูลผู้ป่วย' (Patient Information) form with fields for: ชื่อและนามสกุล (Name and Surname), ชื่อ (Name), นามสกุล (Surname), HN (Patient ID), โรงพยาบาล (Hospital - dropdown menu showing 'เลือกโรงพยาบาล'), and Diagnosis. Below the form are buttons for 'ค้นหา' (Search), 'ยกเลิก' (Cancel), and 'ลงทะเบียนผู้ป่วย' (Register Patient). At the bottom, there is a table with the following data:

ลำดับ	วันที่เกิด	HN	ชื่อและนามสกุล	ชื่อ-นามสกุล	จัดการ
1	24 เม.ย. 2561 1947 น.	00000000	สมชายสมชาย	นางพัน สีตวักุณ	 
2	25 เม.ย. 2551 น.	00028938	สมชายสมชาย	นางชอุบลประไพ สอนำ	 

At the bottom of the table, there are navigation controls: '< Previous', '1', and 'Next >'.

เมื่อผู้ใช้งานกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้เลือกปุ่ม “ดำเนินการต่อ” ระบบแสดงหน้าจอ ดังรูป

ผู้ใช้งานกรอกข้อมูลเพื่อลงทะเบียนผู้ป่วยประกอบไปด้วยข้อมูล ดังนี้

วันที่ให้ข้อมูล

Expected D/C Type (กลับบ้าน/ส่งรักษาต่อ)

Expected D/C Date

D – Diagnosis

M – Medicine

E – Environment

T – Treatment

H – Health

O – Out Patient


D – Dlet

F – Family Grouping

P – Psychological Support


ไฟล์แนบ (ขนาดไม่เกิน 10 MB)

เมื่อผู้ใช้งานกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้เลือกปุ่ม “บันทึกข้อมูล” ระบบบันทึกข้อมูลและแสดงหน้าจอ ดังรูป



1.1.2 แผนการจำหน่ายผู้ป่วย

เมื่อผู้ใช้งานต้องการจำหน่ายผู้ป่วยให้ผู้ใช้งานเลือกเมนู “แผนการจำหน่ายผู้ป่วย” เมื่อผู้ใช้งานเลือกเมนูแผนการจำหน่ายผู้ป่วยระบบแสดงหน้าจอ ดังรูป



ระบบแสดงหน้าจอโดยมีรายละเอียด ดังนี้
ค้นหาข้อมูลผู้ป่วยประกอบด้วยข้อมูล ดังนี้

เลขประจำตัวประชาชน
ชื่อ - นามสกุล
เลข HN
โรงพยาบาล
Diagnosis

ตารางข้อมูลผู้ป่วยประกอบด้วยข้อมูล ดังนี้

ลำดับ
โรงพยาบาล
เลข HN
เลขประจำตัวประชาชน
ชื่อ - นามสกุล
Diagnosis
จัดการ

กรณีที่ผู้ใช้งานต้องการเพิ่มข้อมูลผู้ป่วย ให้ผู้ใช้งานเลือกปุ่ม “เพิ่มข้อมูล” ระบบ
แสดงหน้าจอลงทะเบียนผู้ป่วย ดังรูป

The screenshot shows the 'Speedy Plan' system interface. On the left is a purple sidebar menu with options: 'หน้าแรก', 'ค้นหาผู้ป่วย', 'เพิ่มการวินิจฉัยผู้ป่วย', 'แผนการรักษา', and 'รายงาน'. The main area is titled 'ลงทะเบียนผู้ป่วย' (Register Patient) and contains a form with the following fields: 'โรงพยาบาล*' (Hospital), 'เลขประจำตัวประชาชน*' (ID Number), 'ชื่อ - นามสกุล*' (Name and Surname), 'HN*' (HN Number), 'เลขประจำตัวประชาชน*' (ID Number), 'ชื่อ*' (Name), 'นามสกุล*' (Surname), 'วันที่*' (Date), and 'แพทย์ที่พบบ่อย*' (Common Doctor). At the bottom of the form are two buttons: 'ดำเนินการต่อ' (Continue) and 'ยกเลิก' (Cancel).

ผู้ใช้งานกรอกข้อมูลเพื่อลงทะเบียนผู้ป่วยประกอบไปด้วยข้อมูล ดังนี้

โรงพยาบาล

เลข HN

เลขประจำตัวประชาชน

คำนำหน้าชื่อ





ชื่อ - นามสกุล

อายุ

เบอร์โทรศัพท์

กรณีที่ผู้ใช้งานต้องการกลับหน้าจอหลักให้เลือกปุ่ม “ยกเลิก” ระบบ
แสดงหน้าจอหลัก ดังรูป

The screenshot shows the 'Speedy Plan' web application interface. On the left is a purple sidebar with navigation options: 'หน้าแรก', 'ข้อมูลผู้ป่วย', 'แผนการดูแลสุขภาพผู้ป่วย', 'ประวัติผู้ป่วย', and 'รายงาน'. The main content area is titled 'ข้อมูลผู้ป่วย' and contains a registration form with the following fields: 'เลขประจำตัวประชาชน', 'ชื่อ', 'นามสกุล', 'HN', 'ชื่อ-นามสกุล' (with a dropdown menu showing 'เลือกชื่อและนามสกุล'), and 'Diagnosis'. Below the form are two buttons: 'เพิ่ม' (green) and 'ลบ' (red). A 'ลบประวัติผู้ป่วย' button is located at the bottom right of the form area. Below the form is a table with the following data:

ลำดับ	วันเกิด	HN	เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อ-นามสกุล	จัดการ
1	25 เม.ย. 2565 1147 น.	000289910	3000200018478	นางพูน สีตวงศ์สุข	 
2	25 เม.ย. 2565 1151 น.	000289938	329900549096	นางสาวดวงจันทร์ สุธำ	 

At the bottom of the table, there are navigation controls: '< Previous', '1', and 'Next >'.

เมื่อผู้ใช้งานกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้เลือกปุ่ม “ดำเนินการต่อ” ระบบแสดงหน้าจอ ดังรูป

The screenshot shows the 'Speedy Plan' interface. At the top, there is a header with the logo and a user profile icon. Below the header, there is a sidebar menu on the left with options like 'หน้าจอ', 'ข้อมูลผู้ป่วย', 'แผนการจำหน่ายผู้ป่วย', 'แผนยารักษา', and 'รายงาน'. The main content area is titled 'บันทึกวางแผนการจำหน่ายผู้ป่วย' (Record Discharge Plan). It contains a table with patient information:

ชื่อ-นามสกุล	คุณหญิง สุชา
อายุ	29
เบอร์โทรศัพท์	081028909
HN	00028938
โรงพยาบาล	โรงพยาบาลเมตตา

Below the table, there is a form for 'บันทึกข้อมูล' (Record Information). It includes fields for 'Expected D/C Type' (with radio buttons for 'กลับบ้าน' and 'ส่งยาคู'), 'Expected D/C Date', and several text input fields for 'D - Diagnosis', 'M - Medicine', 'E - Environment', 'T - Treatment', 'H - Health', 'D - Out patient', 'D - Diet', 'F - Family grouping', and 'P - Psychological support'. At the bottom, there are buttons for 'บันทึกข้อมูล' (Record Information) and 'ยกเลิก' (Cancel).

ผู้ใช้งานกรอกข้อมูลเพื่อลงทะเบียนผู้ป่วยประกอบไปด้วยข้อมูล ดังนี้

วันที่ให้ข้อมูล

Expected D/C Type (กลับบ้าน/ส่งรักษาต่อ)

Expected D/C Date

D – Diagnosis

M – Medicine


E – Environment


T – Treatment


H – Health


- O – Out Patient
 - D – Dlet
 - F – Family Grouping
 - P – Psychological Support
- ไฟล์แนบ (ขนาดไม่เกิน 10 MB)

เมื่อผู้ใช้งานกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้เลือกปุ่ม “บันทึกข้อมูล” ระบบบันทึกข้อมูลและแสดงหน้าจอหลัก

กรณีที่ผู้ใช้งานต้องการข้อมูลในรูปแบบ PDF ผู้ใช้งานสามารถเลือกจัดการข้อมูลเมนู “”



กรณีที่ผู้ใช้งานต้องการแก้ไขข้อมูลผู้ป่วย ผู้ใช้งานสามารถเลือกจัดการข้อมูลเมนู “”



The screenshot shows the 'Speedy Plan' application interface. At the top, there is a navigation bar with the 'Speedy Plan' logo and a user profile icon. On the left, there is a sidebar menu with options like 'หน้าหลัก', 'ติดตามผู้ป่วย', 'แผนการดูแลสุขภาพผู้ป่วย', 'แบบประเมิน', and 'รายงาน'. The main content area is titled 'บันทึกวางแผนการรักษาผู้ป่วย' (Patient Treatment Plan Record). It displays patient information in a table:


โรงพยาบาล	ศูนย์ วัฒนาฯ
อายุ	49
เบอร์โทรศัพท์	088-819787
HN	00038990
โรงพยาบาล	โรงพยาบาลวัฒนา


Below the table, there are input fields for 'วันที่ผู้ป่วย' (Patient Date) set to 11/01/2555, 'Expected DIC Type' (radio buttons for 'มีแผน' and 'ไม่มีแผน'), and 'Expected DIC Date'. A list of medical conditions follows, each with a text input field for editing:

- D - Diagnosis
- M - Medicine
- E - Environment
- T - Treatment
- H - Health
- D - Out patient
- D - Diet
- F - Family grouping
- P - Psychological support

At the bottom, there are buttons for 'บันทึกข้อมูล' (Save Information) and 'ยกเลิก' (Cancel), along with a 'พิมพ์' (Print) button and a 'จำนวนผู้ป่วยในขณะนี้: 11/01/2555' (Current number of patients: 11/01/2555) indicator.

เมื่อผู้ใช้งานแก้ไขข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้เลือกปุ่ม “บันทึกข้อมูล” ระบบบันทึกข้อมูลและกลับสู่หน้าจอหลัก กรณีที่ผู้ใช้งานต้องการกลับสู่หน้าจอหลักให้กดปุ่ม “ยกเลิก”


กรณีที่ผู้ใช้งานต้องการลบข้อมูลผู้ป่วย ผู้ใช้งานสามารถเลือกจัดการข้อมูลเมนู “”



เมื่อผู้ใช้เลือกลบระบบแสดงกล่องข้อความแจ้งเตือน กรณีที่ผู้ใช้งานต้องการลบข้อมูลให้กดปุ่ม “ตกลง” กรณีที่ต้องการกลับหน้าจอก่อนหน้านี้กดปุ่ม “ยกเลิก”

1.1.3 แบบประเมิน

เมื่อผู้ใช้งานต้องการกรอกแบบประเมินให้ผู้ใช้งานเลือกเมนู “แบบประเมิน” เมื่อผู้ใช้งานเลือกเมนูแบบประเมินระบบแสดงหน้าจอ ดังรูป



ระบบแสดงรายละเอียดแบบประเมินภายในระบบ ประกอบด้วย

แบบประเมินกิจวัตรประจำวัน (ADL)

แบบประเมิน ผู้ป่วยกลุ่มภาวะขาดเจ็บทางสมอง (DRS)

แบบประเมิน ผู้ป่วยกลุ่มขาดเจ็บไขสันหลัง (Scim)

แบบประเมิน EQ-SD-SL

1.1.3.1 แบบประเมินกิจวัตรประจำวัน (ADL)

Speedy Plan
สภานายแพทย์ชุมชน

เมนูระบบ

- หน้าหลัก
- ข้อมูลผู้ป่วย
- แผนการดูแลสุขภาพผู้ป่วย
- แบบประเมิน
- รายงาน

แบบประเมิน กิจวัตรประจำวัน (ADL)
(Barthel Activities of Daily Living - ADL)

ชื่อ-นามสกุล	คุณประวีณ สุทินา
อายุ	29
เบอร์โทรศัพท์	0904849098
HN	000289988
โรงพยาบาล	โรงพยาบาลบ้านตาก

รวมคะแนน เลือก

ประเมินวันที่

คำชี้แจงการประเมิน

1. สามารถก้าวขาเดินด้วยตัวเองได้หรือไม่
2. การรับประทานอาหาร แยกกับ กินในเวลาประมาณ 24-48 ชั่วโมงที่ผ่านมา
3. ลุกนั่งจากที่นอน หรือจากที่นั่งอย่างอื่น
4. การอาบน้ำ
5. การเคลื่อนไหวที่มั่นคงพอ
6. การสวมเสื้อผ้า
7. การขับถ่ายปัสสาวะ 1 ครั้ง
8. การอาบน้ำ
9. การเคลื่อนไหวของแขน ใน 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา
10. การเคลื่อนไหวของขา ใน 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา

รวมคะแนน 0 คะแนน

บันทึกข้อมูล
ลบค่า

คำอธิบายผลการประเมิน

70-100 คะแนน	ดีมาก
50-69 คะแนน	สามารถช่วยเหลือตนเอง
30-49 คะแนน	การช่วยเหลือตนเอง
10-29 คะแนน	จำเป็นต้องมีคนช่วย
0-9 คะแนน	ไม่มีความช่วยเหลือ

1.1.3.2 แบบประเมิน ผู้ป่วยกลุ่มภาวะบาดเจ็บทางสมอง (DRS)

Speedy Plan
ค้นหา ข้อมูล

เมนูระบบ

- หน้าแรก
- ข้อมูลผู้ป่วย
- แผนการจำหน่ายผู้ป่วย
- แบบประเมิน
- รายงาน

แบบประเมิน ผู้ป่วยกลุ่มภาวะบาดเจ็บทางสมอง
(Disability Rating Scale - DRS)

ชื่อ-นามสกุล	คุณ ธีระพงษ์
อายุ	49
เบอร์โทรศัพท์	086-837871
HN	00028930
โรงพยาบาล	โรงพยาบาลวิภาวดี

ประเมินวันที่

จำกัดการประเมิน

1. Anosability, Awareness and Responsibility
Item: Eye Opening
2. Anosability, Awareness and Responsibility
Item: Communication Ability
3. Anosability, Awareness and Responsibility
Item: Motor Response
4. Cognitive Ability for Self Care Activities
Item: Feeding
5. Cognitive Ability for Self Care Activities
Item: Toileting
6. Cognitive Ability for Self Care Activities
Item: Grooming
7. Dependence on Others
Item: Level of Functioning
8. Psychosocial Adaptability
Item: Employability

DRS/DRU
0 DRS/DRU

บันทึกผล
ลบผล

จำกัดข้อมูลแบบประเมิน

DRS/DRU	DRS
0 DRS/DRU	None
1 DRS/DRU	Mild
2 - 3 DRS/DRU	Partial
4 - 6 DRS/DRU	Moderate
7 - 11 DRS/DRU	Moderately Severe
12 - 16 DRS/DRU	Severe
17 - 21 DRS/DRU	Extremely Severe
22 - 24 DRS/DRU	Vegetative State
25 - 28 DRS/DRU	Extrem Vegetative State

1.1.3.3 แบบประเมิน ผู้ป่วยกลุ่มบาดเจ็บไขสันหลัง (Scim)

Speedy Plan
ศูนย์บริการสุขภาพ -

เมนูระบบ

- หน้าแรก
- Speedy Plan
- เมนูประเมิน
- รายงานผล
- ผู้ใช้งาน

แบบประเมิน ผู้ป่วยกลุ่มบาดเจ็บไขสันหลัง
(Scim) (Self Care Independence Measure - S-CIM)

ชื่อคนตรวจ	เลขประวัติผู้ป่วย
สุภา	29
เลขบัตรประชาชน	030443238
เพศ	เพศชาย
โรงพยาบาล	โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี

ประเมินผู้

ชนิดของการบาดเจ็บ

การดูแลโดย (Self Care)

1. การเคลื่อนไหวขาขวา การถือจานบรรจุ การถืออาหาร การนำอาหารขึ้นบันได การเดินโดยไม่มีรถเข็น
 - เลือก
2. การทรงตัว (การเดิน) การล้างมือ การใส่ข้อเท้าเทียม การใส่ต้อแว่น
 - เลือก
- ก - รักษาตัวนอน
 - เลือก
- ข - รักษาตัวนั่ง
 - เลือก
3. การใส่แว่น (ใส่แว่น แว่นตา อุปกรณ์เสริมที่ใส่แว่น การแตะแว่น การใส่ แว่นตา)
 - ก - รักษาตัวนอน
 - เลือก
 - ข - รักษาตัวนั่ง
 - เลือก
4. การแตะแว่น (การใส่แว่นแตะแว่น แว่นเดิน กระจกแว่น แว่นตา)
 - เลือก

การจัดการปรับการดูแลตนเองเบื้องต้น (Independent Self-Spacer Management)

5. การขยาย
 - เลือก
6. การจัดการถุง - ของจากถุง
 - เลือก
7. การจัดการถุง - การใส่ถุงเท้า
 - เลือก
8. การใส่รองเท้า (การทำความสะอาด การใส่รองเท้าบนรถเข็น การใส่รองเท้าบน)
 - เลือก

ความสามารถในการเคลื่อนไหว (การเคลื่อนไหว) (Mobility (room and out))

9. การเคลื่อนย้ายบนเตียงและการนั่งบนเตียง (การพลิกตัวในเตียง การกดเตียงในเตียง การเลื่อนเตียง การเคลื่อนย้ายบนเตียง)
 - เลือก
10. การเคลื่อนย้ายด้วยรถเข็นและรถเข็น (การเคลื่อนย้ายรถเข็น การเคลื่อนย้ายรถเข็น การเคลื่อนย้ายรถเข็น)
 - เลือก
11. การเคลื่อนย้ายด้วยรถเข็นเดี่ยวสองล้อ คันเดียว (การเคลื่อนย้ายรถเข็นเดี่ยวสองล้อ คันเดียว การใช้รถเข็นเดี่ยวสองล้อ คันเดียว การใช้รถเข็นเดี่ยวสองล้อ คันเดียว)
 - เลือก

การเคลื่อนไหว ด้านนอกอาคาร (การเคลื่อนย้าย) (Mobility (indoors and outdoors, at least 50m))

12. การเคลื่อนย้ายภายในบ้าน
 - เลือก
13. การเคลื่อนย้ายนอกอาคาร (10-50 เมตร)
 - เลือก
14. การเคลื่อนย้ายระยะไกล (มากกว่า 100 เมตร)
 - เลือก
15. การขี่จักรยาน
 - เลือก
16. การเคลื่อนย้ายด้วยรถเข็นเดี่ยวสองล้อ (การเคลื่อนย้ายรถเข็นเดี่ยวสองล้อ การเคลื่อนย้ายรถเข็นเดี่ยวสองล้อ การเคลื่อนย้ายรถเข็นเดี่ยวสองล้อ การเคลื่อนย้ายรถเข็นเดี่ยวสองล้อ)
 - เลือก
17. การเคลื่อนย้ายด้วยรถเข็นเดี่ยวสองล้อ
 - เลือก

รวมคะแนน

0 FROM 21

บันทึกผล
ลบผล

1.1.3.4 แบบประเมิน EQ-5D-5L

Speedy Plan

แบบประเมิน EQ-5D-5L

ชื่อคนไข้	คุณฉวีมา สุคำ
อายุ	๖๙
เบอร์โทรศัพท์	0๘๘๔๘๖๖๖
HI	000๙๙๙๙
ที่อยู่บ้าน	โรงพยาบาลศิริราช

ประเมินผล

จากค่าประเมิน

1. ความเคลื่อนไหว
2. การดูแลตนเอง
3. กิจกรรมที่ทำในชีวิตประจำวัน (เช่น ทำงาน, ศึกษานิสิต, ทำงานบ้าน, กิจกรรมในครอบครัว หรือ กิจกรรมนอกบ้าน)
4. อาการเจ็บปวดจากข้อต่อ
5. ความวิตกกังวลหรือความเศร้า


บันทึกผล ลบค่า

คำอธิบายผลการประเมิน

มี ๕ รายการให้เลือกประเมินผล

1.1.4 รายงาน

เมื่อผู้ใช้งานต้องการดูผลสรุปรายงานต่าง ๆ ให้ผู้ใช้งานเลือกเมนู “รายงาน” เมื่อผู้ใช้งานเลือกเมนูรายงานระบบแสดงหน้าจอ ดังรูป



ระบบแสดงรายละเอียดสรุปผลรายงานภายในระบบ ประกอบด้วย

รายงานสรุปภาพรวมแบบประเมิน


รายงานแบบประเมิน กิจวัตรประจำวัน (ADL)

รายงานแบบประเมินผู้ป่วยกลุ่มภาวะบาดเจ็บสมอง (DRS)


รายงานแบบประเมิน ผู้ป่วยกลุ่มบาดเจ็บไขสันหลัง (Sdm)

รายงานแบบประเมิน EQ-5D-5L

1.1.4.1 รายงานสรุปภาพรวมแบบประเมิน



1.1.4.2 รายงานแบบประเมิน กิจวัตรประจำวัน (ADL)



1.1.4.3 รายงานแบบประเมินผู้ป่วยกลุ่มภาวะขาดเจ็บสมอง (DRS)

Speedy Plan
ค้นหา ข้อมูล

เมนูระบบ

- [หน้าแรก](#)
- [ข้อมูลผู้ป่วย](#)
- [แผนการจำหน่ายผู้ป่วย](#)
- [ผลประเมิน](#)
- [รายงาน](#)

รายงานแบบประเมิน ผู้ป่วยกลุ่มภาวะขาดเจ็บสมอง (DRS)

โรงพยาบาล:

รพช.วันที่:

วันที่:

กราฟแสดงการประเมินประเมิน


■ 0 คะแนน : 0
 ■ 1 คะแนน : 0
 ■ 2-3 คะแนน : 0
 ■ 4-6 คะแนน : 0
 ■ 7-11 คะแนน : 1
 ■ 12-16 คะแนน : 1
 ■ 17-21 คะแนน : 1

สรุปจำนวน	
0 คะแนน (None)	0 รายการ
1 คะแนน (Mid)	0 รายการ
2 - 3 คะแนน (Mild)	0 รายการ
4 - 6 คะแนน (Moderate)	0 รายการ
7 - 8 คะแนน (Moderately Severe)	1 รายการ
12 - 16 คะแนน (Severe)	1 รายการ
17 - 21 คะแนน (Extremely Severe)	1 รายการ
22 - 24 คะแนน (Vegetative State)	0 รายการ
25 - 29 คะแนน (Extrem Vegetative State)	0 รายการ


วันที่ประเมิน	โรงพยาบาล	HN	แผนรพช.วันที่ประเมิน	ชื่อ-นามสกุล	คะแนน	EXPORT EXCEL
31 เม.ย. 2565	โรงพยาบาลเสวกโร	00028990	3000200324578	นางสุพิน เสวกโรสุ	8	
30 เม.ย. 2565	โรงพยาบาลเสวกโร	00028990	3000200324578	นางสุพิน เสวกโรสุ	8	
29 เม.ย. 2565	โรงพยาบาลเสวกโร	00028990	3000200324578	นางสุพิน เสวกโรสุ	15	

< Previous
 1
 Next >

1.1.4.4 รายงานแบบประเมิน ผู้ป่วยกลุ่มบาดเจ็บไขสันหลัง (Sdm)



1.1.4.5 รายงานแบบประเมิน EQ-5D-5L



2. คู่มือการใช้งาน ระบบ Speedy Plan สำหรับ ผู้ดูแลระบบ

2. คู่มือการใช้งาน ระบบ Speedy Plan สำหรับผู้ดูแลระบบ

2.1 คู่มือการใช้งานสำหรับผู้ดูแลระบบ


การเข้าสู่เว็บไซต์

การเข้าสู่เว็บไซต์สำหรับจัดการเนื้อหา นั้น ผู้ใช้งานสามารถเข้าเว็บไซต์โดยใช้เว็บเบราว์เซอร์ อาทิเช่น Google Chrome, Internet Explorer, Microsoft Edge, Mozilla Firefox และ Safari เป็นต้น โดยการกรอก URL สำหรับเข้าใช้งาน ดังนี้

<https://speedy-cm.com/>

ผู้ใช้งานทำการกรอก URL ที่ระบุ ซึ่งระบบจะแสดงหน้าจอ ดังรูป

*Speedy
CM*




ผู้ใช้งานเลือกเมนู “Speedy Plan ” ระบบจะแสดงหน้าจอ ดังรูป



ในการ Log in เข้าสู่ระบบ ให้ผู้ใช้งานระบุข้อมูลดังต่อไปนี้


- 1) Username
 - 2) Password
- กรณีที่ผู้ใช้งานกรอก Username และ Password ไม่ถูกต้องระบบแจ้งเตือนให้ผู้ใช้งานทราบและ กรอกข้อมูลอีกครั้งเพื่อเข้าใช้งานระบบ



- กรณีที่ต้องการกลับสู่หน้าหลักให้กดปุ่ม “กลับหน้าเข้าสู่ระบบ”




- กรณีที่ผู้ใช้งานกรอก เบอร์โทรศัพท์และรหัสผ่าน ถูกต้องระบบแสดง หน้าจอหลัก ดังรูป



ระบบแสดงหน้าจอหลักสำหรับผู้ใช้งาน ประกอบด้วยเมนูย่อย ดังนี้


- ข้อมูลผู้ใช้งานระบบ

เมื่อผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ ระบบจะแสดงสัญลักษณ์เมนูในการจัดการเนื้อหาเว็บไซต์ ซึ่งผู้ใช้งานสามารถแสดงหรือซ่อนคำอธิบายเมนูได้ โดยการกดปุ่ม “☰” หนึ่งครั้ง โดยระบบจะแสดง ดังรูป



2.1.1 ข้อมูลผู้ใช้งานระบบ

เมื่อผู้ใช้งานต้องการเพิ่มข้อมูลผู้ใช้งานและกำหนดสิทธิการเข้าใช้งานในระบบให้ผู้ใช้งานเลือกเมนู “ข้อมูลผู้ใช้งาน” ระบบแสดงหน้าจอ ดังรูป



ระบบแสดงหน้าจอข้อมูลผู้ใช้งานโดยมีรายละเอียด ดังนี้

ลำดับ

ชื่อผู้ใช้งาน


ชื่อ - นามสกุล

โรงพยาบาล

สถานการณ์ใช้งานระบบ (ใช้งาน/ระงับสิทธิ)

จัดการ (แก้ไข/ลบ)

กรณีที่ผู้ใช้งานต้องการเพิ่มข้อมูลผู้ใช้งานระบบ ให้ผู้ใช้งานเลือกปุ่ม “**เพิ่มข้อมูล**” ระบบแสดงหน้าจอ ดังรูป



The screenshot shows the 'Speedy Plan' system interface. The main heading is 'เพิ่มข้อมูลผู้ใช้งาน' (Add User). The form includes the following fields: 'Username', 'Password', 'Re Password', 'ชื่อ - นามสกุล' (Name - Surname), 'เลือกโรงพยาบาล' (Select Hospital), 'อีเมล' (Email), and 'เบอร์โทรศัพท์' (Phone Number). There is a 'สถานะ' (Status) section with a checkbox for 'ใช้งาน' (Active). A profile picture placeholder is visible on the right side of the form. At the bottom, there are two buttons: 'ตกลง' (OK) and 'ยกเลิก' (Cancel).

ให้ผู้ใช้งานกรอกข้อมูลโดยมีรายละเอียด ดังนี้

Username

Password

Re Password

ชื่อ - นามสกุล


เลือกโรงพยาบาล


อีเมล

เบอร์โทรศัพท์


สถานะ (ส่วนนี้ต้องเลือก **เพิ่มข้อมูล**)

เมื่อผู้ใช้งานกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้เลือกปุ่ม “ตกลง” ระบบบันทึกข้อมูลและกลับสู่หน้าจอหลัก กรณีที่ผู้ใช้งานต้องการกลับสู่หน้าจอหลักให้กดปุ่ม “ยกเลิก”


กรณีที่ผู้ใช้งานต้องการแก้ไขข้อมูลผู้ใช้งานระบบให้ผู้ใช้เลือกเมนูจัดการ เลือก “” ระบบแสดงหน้าจอ ดังรูป




ระบบแสดงข้อมูลโดยมีรายละเอียด ดังนี้

- Username
- Password
- Re Password
- ชื่อ - นามสกุล
- เลือกโรงพยาบาล
- อีเมล
- เบอร์โทรศัพท์
- สถานะ (ส่วนนี้ต้องเลือก )

เมื่อผู้ใช้งานแก้ไขข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้เลือกปุ่ม “ตกลง” ระบบบันทึกข้อมูลและกลับสู่หน้าจอหลัก กรณีที่ผู้ใช้งานต้องการกลับสู่หน้าจอหลักให้กดปุ่ม “ยกเลิก”

กรณีที่ผู้ใช้งานต้องการกำหนดสิทธิการเข้าใช้งานระบบของผู้ใช้งานให้ผู้ใช้เลือกเมนูจัดการ เลือก “” ระบบแสดงหน้าจอ ดังรูป



ให้ผู้ใช้งานกำหนดสิทธิการเข้าถึงในแต่ละเมนู ดังนี้

จัดการข้อมูลผู้ใช้งาน

ข้อมูลผู้ป่วย IMC

รายการอาการป่วย

แบบประเมินต่าง ๆ

รายงานแบบประเมิน กิจวัตรประจำวัน (ADL)


รายงานแบบประเมินผู้ป่วยกลุ่มภาวะขาดใจบวมสอง (DRS)


รายงานแบบประเมิน ผู้ป่วยกลุ่มภาวะเจ็บไตหลัง (Sdm)

รายงานแบบประเมิน EQ-5D-5L

รายงาน

เมื่อผู้ใช้งานกำหนดสิทธิการเข้าใช้งานระบบเรียบร้อยแล้วให้เลือกปุ่ม “บันทึก” ระบบบันทึกข้อมูลและกลับสู่หน้าจอหลัก กรณีที่ผู้ใช้งานต้องการกลับสู่หน้าจอหลักให้กดปุ่ม “ยกเลิก”

กรณีที่ผู้ใช้งานต้องการลบข้อมูลผู้ใช้งานในระบบให้ผู้ใช้เลือกเมนูจัดการ เลือก “” ระบบแสดงหน้าจอ ดังรูป



เมื่อผู้ใช้เลือกลบระบบแสดงกล่องข้อความแจ้งเตือน กรณีที่ผู้ใช้งานต้องการลบข้อมูลให้กดปุ่ม “ตกลง” กรณีที่ต้องการกลับหน้าจอก่อนหน้าให้กดปุ่ม “ยกเลิก”

